



10.1インチワイドタブレットPC搭載で小気味良い操作性を実現!




■ 特長

- ①コンパクトながら、使いやすいデザイン
- ②モニタに10.1インチワイドタブレットPCを搭載
- ③Wi-Fi接続でネットワーク下のプリンターから画像出力が可能

型式	GST-33
外形寸法	W280×D275×H545(カメラトップまで)
扉開口寸法	W225×H175
Maxゲルサイズ	W200×D150
製品質量	6.4kg
CCDカメラ	640×480ピクセル・256階調モノクロ
レンズ	8~48mm・F1.0光学6倍マニュアルズーム
撮影素子	1/3"VGAプログレッシブ
フィルタ	590nmバンドパスフィルタ
暗室	昼白色照明装備
暗室底部外寸法	W280×D255
インターフェイス	10.1インチワイドタブレットPC
画像保存形式	BMP・JPG・TIFF・GIF
価格	¥455,000

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。




新発売

軽量・薄型設計でありながら2波長切替に対応!

■ 特長

- ①2波長切替仕様です!
- ②軽量・薄型設計で場所をとりません。
- ③電光安定が早く、長寿命です!
- ④ゲルシーンタブレットとベストマッチ!



(寸法単位=mm)

型式	UVA-15
波長	306nm / 365nm
フィルターサイズ	200x150
製品質量	4.7kg
外形寸法	W360xD300xH75(フタを除く)
価格	¥189,000